

Kromatografija

kemikalije (etanol)

potrebščine:

- Erlenmajerica
- filtrirni papir

laboratorijski pribor:

navodilo:

V ERLENMAJERICO NALIJEMO ETANOL
VZAMEMO FILTRIRNI PAPIR IN NAJN DAMO
ENO KAPLJO BARVILA ALI NAREDIMO ENO
PIKO S FLOMASTROM NATO DAMO FILTRIRNE
LISTE V ELERNMAJERICO Z ETOLM. IN NA
KONCU POKRIJEMO Z URNIM STEKLOM .

Opažanja :

KO SMO V ELERMAJERICO DALI FILTRIRNI
PAPIR SMO POČAKALI NEKAJ ČASA , DA DA
SMO LAHKO VIDELI LOČEVANJE BARVIL PO
KONČANI KROMATOGRFIJI SMO LAHKO VIDELI
VEČ RAZLIČNIH BARV KOT SO : **ORANŽNA**
ČRNA, **VIJOLČNA**, **MODRA** IN ŠE DOSTI DRUGIH
BARV.